

# International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue  
Lumumba coins Kimbangu,  
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.  
+243 850 188 888 +243 815 356 666

2260, Bâtiment Palm Center  
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,  
Kolwezi-Lualaba, RDC.  
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 445/1402/DPE/KAT/2014  
No. Impot: A1501584P  
GOODLUCK SARL  
www.imlabdrc.com



**Nom** : Tanganga Nsambil Soumivie

**Age** : 44 an(s)

**Sexe** : Female

**Consultant** : Dr. Honore Yamba

**Sample No.** : CN26/0068032

**Date** : 10-Feb-2026

**Temps** : 10:37 AM

**Nombre d' examens** : 13

## Biochimie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
GOT/ASAT	15	U/L	10 - 45
GPT/ALAT	24	U/L	7 - 45
Gamma GT	45	U/L	9 - 54
Bilirubine Total	0.49	mg/dL	0.00 - 1.10
Bilirubine Directe	0.21	mg/dL	0.00 - 0.30
Albumine	4.54	g/dL	3.5 - 5.5
Alkaline Phosphatase	143	U/L	64 - 306

## Sérologie et Immunologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Immunoglobulines A	260.00	mg/dL	70 - 400
Ac anti-Hépatite B surface (HBsAb), ELFA	2.0 (Négatif)	mIU/mL	Négatif: <8.0 Equivoque: 8.1 - 11.9 Positif: >12.0

## Hématologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
HbA1c (Sang)	6.5	%	Non-diabétique: 4 - 5.6 Pré-diabétique: 5.7 - 6.4 Diabétique: >6.4
Temps de prothrombine PT (Pourcentage)	86.5	%	70.0 - 100.0



# International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue  
Lumumba coins Kimbangu,  
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.  
+243 850 188 888 +243 815 356 666

2260, Bâtiment Palm Center  
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,  
Kolwezi-Lualaba, RDC.  
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014  
No. Impot: A1501584P  
GOODLUCK SARL  
www.imlabdrc.com



**Nom** : Tanganga Nsambil Soumivie

**Age** : 44 an(s)

**Sexe** : Female

**Consultant** : [Dr. Honore Yamba](#)

**Sample No.** : CN26/0068032

**Date** : 10-Feb-2026

**Temps** : 10:37 AM

**Nombre d' examens** : 13

## Hématologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>		<u>Valeurs de Référence</u>
Temps de prothrombine	15.3	sec	Thérapeutique:	16.5 - 34.0
Moyenne	13.6	sec		
INR	1.15		Normal:	0.9 - 1.2
			Thérapeutique:	2.0 - 3.5

