

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 445/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Fwamba Kitenge Perfls

Age : 30 an(s)

Sexe : Male

Consultant : Dr. Lumbaya Kabaladi

Sample No. : CN26/0068164

Date : 12-Feb-2026

Temps : 10:41 AM

Nombre d' examens : 3

Hématologie

Examen	Résultat	Unité	Valeurs de Référence
Numération et Formule Sanguine (NFS)			
Leucocytes	6.74	x10 ³ /μL	3.8 - 10.8
Lymphocytes	1.05	x10 ³ /μL	1.30 - 4.00
Monocytes	0.56	x10 ³ /μL	0.15 - 0.70
Neutrophiles	5.09	x10 ³ /μL	2.50 - 7.50
Eosinophiles	0.03	x10 ³ /μL	0.0 - 0.40
Basophiles	0.01	x10 ³ /μL	0.0 - 0.10
Lymphocytes.	15.6	%	18.0 - 48.0
Monocytes.	8.3	%	2.0 - 10.0
Neutrophiles.	75.6	%	48.0 - 73.0
Eosinophiles.	0.4	%	0.3 - 6.0
Basophiles.	0.1	%	0.2 - 1.3
Erythrocytes	5.40	x10 ⁶ /μL	4.20 - 5.60
Hémoglobine	10.8	g/dL	14.0 - 18.0
Hématocrite	34.0	%	40.0 - 53.0
V.G.M	63	fL	80 - 96
T.C.M.H	20.0	pg	25.0 - 32.0
C.C.M.H	31.8	g/dL	30.0 - 35.0
IDR	30.8	%	11.5 - 15.5
Plaquettes	328	x10 ³ /μL	150 - 400
V.P.M	8.5	fL	6.1 - 11.7
PCT	0.15	%	0.1 - 0.5

Temps de prothrombine

PT (Pourcentage)	65.8	%	70.0 - 100.0
Temps de prothrombine	18.7	sec	Thérapeutique: 16.5 - 34.0
Moyenne	13.6	sec	
INR	1.46		Normal: 0.9 - 1.2



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Fwamba Kitenge Perfils

Age : 30 an(s)

Sexe : Male

Consultant : Dr. Lumbaya Kabaladi

Sample No. : CN26/0068164

Date : 12-Feb-2026

Temps : 10:41 AM

Nombre d' examens : 3

Hématologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
			Thérapeutique: 2.0 - 3.5
D-Dimère (sang)	<u>3339.30</u>	ng/mL	0.00 - 500.00
Commentaire	Les échantillons prélevés avec une seringue pourraient faussement augmenter le résultat de D-Dimer. SVP corrélér cliniquement. Si l'échantillon a été prélevé avec une seringue, il est recommandé de répéter en utilisant un tube de vacutainer.		

